



MSAB Tablet

MSAB Tablet es una solución ligera y fácil de usar, lista para funcionar. Se ha diseñado para la primera línea, donde la recuperación de los datos móviles debe realizarse rápidamente para garantizar un acceso oportuno a las pruebas.

Con una interfaz de pantalla táctil, el tablet está diseñado para recuperar rápida y fácilmente los datos de los dispositivos móviles. Le permite conectar el dispositivo móvil, tocar la pantalla y extraer los datos en cuestión de minutos.

➤ Tiempos de extracción rápidos

➤ Flujo de trabajo y campos de casos definidos por el usuario

➤ Interfaz de usuario simplificada

➤ Portátil y flexible

Acceso rápido a los datos móviles

El tablet se puede personalizar para flujos de trabajo de organizaciones y configurar para diferentes niveles de capacidad forense para minimizar los requisitos de formación. Esto permite controlar un proceso forense más sencillo sin comprometer la integridad y credibilidad de las pruebas forenses.

Extraer y ver

El tablet ofrece apoyo para la extracción lógica de dispositivos móviles mediante cable y Bluetooth. Los usuarios realizan las extracciones en un asistente de extracción simplificado, en una interfaz táctil fácil de usar. Los datos extraídos pueden supervisarse y examinarse en la aplicación de visualización. Mediante una potente función de búsqueda y gráficos fáciles de usar, es posible mostrar las selecciones específicas de los datos extraídos. La extracción crea un archivo XRY seguro que contiene todos los datos extraídos del dispositivo.

Configuración del flujo de trabajo

Mediante la creación de secuencias de flujos de trabajo, el usuario puede ser guiado a través de un proceso de extracción personalizado. El flujo de trabajo puede configurarse según las necesidades específicas de su organización para incluir o excluir tareas que cumplan sus políticas. Esto simplifica y protege el proceso de extracción y análisis del dispositivo. Un flujo de trabajo típico también puede incluir pantallas de ayuda para ofrecer asistencia adicional al usuario en el proceso de extracción.

Administración de usuarios

La gestión de usuarios ofrece el control de las tareas realizadas en el tablet. Cuando se crea un usuario, el administrador asigna derechos para las secuencias de flujos de trabajo de dicho usuario. Entre las secuencias de flujo de trabajo se incluyen la extracción de datos, extracción de vista y el duplicado de ID de SIM, así como secuencias de flujo de trabajo de varios pasos. En modo de usuario estándar, el dispositivo está bloqueado y se registran todas las actividades del usuario. De este modo, las actividades se pueden rastrear y el proceso de extracción es transparente. Las funciones de administración de usuarios también incluyen privilegios para eliminar y exportar todos los archivos de usuarios.

Contenido del kit

- XRY Licencia lógica y/o física por 12 meses (incluye actualizaciones)
- Software XAMN Viewer para análisis e informes
- Caja reforzada + teclado desmontable
- Pantalla de 13 pulgadas
- Pantalla antideslumbrante y adaptable a la luz del día
- Kit de cables de XRY
- Adaptador de CA/CC
- Lector de Memory card-Escritura protegida
- Lector de tarjeta SIM
- Actualizaciones gratuitas de cables durante 12 meses

Specifications

- Procesador 11th Gen Intel Core i7
- 13" Touch Screen
- 16GB RAM
- 1TB SSD Disco Duro
- Win 10 64Bit OS
- 3 Year warranty
- Dimensiones Tablet: 288,4 x 207,9 x 8,44 mm (11.35" x 8.18" x 0.33")
- Teclado: 284,2 x 215,6 x 5,1 mm (11.18" x 8.48" x 0.2")
- Peso: 800g (1.8 lbs) sin teclado

➤ Contactar por favor con sales@msab.com para saber más

MSAB

Trusted Partner in Digital Forensics